
Dépannage tomo

Matthieu Debailleul, *Laboratoire IRIMAS*

1 Introduction

Problème	Constat	Solution
Le spectre apparaît carré	Une onde n'est pas plane.	Collimater l'onde
Le spectre semble trop petit	onde non plane/Kohler mal ajusté.	Collimater l'onde/régler kohler
Le spectre apparaît dupliqué	Caméra saturée	Baisser l'exposition avec la touche "Q"
L'interface plante	mot clé absent	lancer tomo_gui en console, ajouter le mot clé dans le fichier de config indiqué
Spectre disymétrique	balayage mal calibré	réajuster les tensions du miroir
image bruitée	signal insuffisant	ajuster polarisations (contraste ou intensité avec show_fourier), balayage, illumination